



Wichtige Handlungshinweise

für den Einsatz von GlucoEXACT Monovetten.

Bitte genau beachten!



1. Das exakte Füllvolumen (bis zum Eichstrich) muss unbedingt eingehalten werden, um Fehlmessungen zu vermeiden.



2. Die Blutprobe direkt nach der Entnahme mindestens 3 mal über Kopf mischen/schwenken.

Beachten Sie bitte, dass die Glucose-Messung aus **GlucoEXACT Monovetten ausschließlich im Facharztlabor** erfolgen kann.

Zur Insulinbestimmung bzw. zur Berechnung des HOMA-Index senden Sie bitte ein zusätzliches Serumröhrchen.

Wenn Sie Fragen dazu haben, sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Tel.: 0421-2072-0 oder e-mail: info@mlhb.de